



Iskra Medical

GREEN PRESS 5

- Aparat za osebno medicinsko ali kozmetično limfno drenažo z 2 x 5 izhodi
- Odličen za terapijo limfnih edemov različnih vrst
- Zelo učinkovita osnovna terapija celulita in dobra preventiva oteklih nog in krčnih žil
- Sedem stalnih in sedem prostih programov
- Enostavno upravljanje: nastavljivi parametri drenaže - pritisk, čas kompresije in pavze, čas terapije

CE 0123





GREEN 5 PRESS 5

Aparat GREEN PRESS 5 je namenjen vsakdanji osebni uporabi pri preventivi in zdravljenju primarnega in sekundarnega limfedema, krčnih žil in stanj po poškodbah. Uporaba v domačem okolju razbremeni tako pacienta kot terapevta in zagotovi ustrežnejši potek zdravljenja.

Pred tem je seveda potrebno postaviti diagnozo oz. predvideti možnost razvoja grozečega obolenja ali stanja. Posvet z zdravnikom in fizioterapevtom zagotovi upravičenost uporabe, pravilno nastavitvev parametrov in način izvajanja terapije. Ob pravilni in redni uporabi ter upoštevanju navodil strokovnjakov je tudi terapija uspešna.

GREEN PRESS 5 s pomočjo mikroprocesorskega vodenja nadtladne črpalke vpihava zrak v pnevmatsko ločene, a mehanično združene manšete. Te se napihnejo in stisnejo prizadeto okončino. Ta pritisk pomaga mišični črpalci in oslabelemu limfatičnemu ožilju pognati zastalo vensko kri in limfno tekočino iz perifernih delov telesa nazaj proti srcu.

Neposredno tako deluje predvsem na odtok krvi, posredno pa tudi na dotok in tako prepreči preveliko kopičenje tekočine v medceličnem tkivu, ki lahko povzroči njihovo odmiranje ali celo poškodbe živcev. GREEN PRESS 5 ima sedem stalnih programov z različnimi načini polnjenja manšet (točkovni, linijski, krožni). Poleg tega pa je na voljo tudi sedem prostih programov, ki jih lahko bolnik sestavi skupaj s terapevtom glede na potrebe. Manšete so izdelane v obliki hlač z nogavicami, ki se jih natakne in zapne z zadrگو.

Bolezenska stanja, kjer lahko uporabimo GREEN PRESS 5: primarni in sekundarni limfedem, po poškodbeni edem, kronična venska nezadostnost, krčne žile, preventiva venske tromboze.



**razširitveni
trakovi
za manšete**

Tehnični podatki:

Tip aparata:	GREEN PRESS 5
Število priključkov za masažne celice:	2 x 5
Nastavljivi pritisk:	0 do 20 kPa
Nastavljivi elementi masaže	
- pritisk v celicah manšete	0 do 20 kPa
- trajanje pritiska	0 do 90 sekund
- interval vključevanja celic	0 do 90 sekund
- način vključevanja celic	linijski - ena za drugo do zadnje točkovni - ena po eno krožni - po več v valovih
- smer masiranja	proti srcu ali v obratni smeri
- trajanje masaže	do 90 minut
Število standardnih programov:	7
Število prostih programov:	7
Masa aparata:	6 kg

Masa skupaj z manšetami:	8,5 kg
Ohišje:	Polystirol PS 06
Barva ohišja:	svetlo siva
Dimenzije:	350 x 410 x 220 mm
Napajalna napetost:	230 V, 50/60 Hz
Priključna moč:	60 VA
Tip varovalke:	2 x 315 mA
Varnostni razred:	I
Tip aplikacijskega dela:	BF
Klasifikacija MDD 93/42/EEC	II a
Standardna oprema:	
Kozmetična manšeta:	za stopalo, nogo, kolk - 2 kosa manšeta za trebuh - 1 kos
Priključna vrvica:	230 V Eurovič
Navodila za uporabo	
Dodatna oprema:	manšeta za roko - 1 kos

Iskra Medical d.o.o.,

Stegne 23, 1000 Ljubljana,
tel.: ++386 (0)1 513 15 00, 513 15 04,
fax: ++386 (0)1 513 15 10,

Mobitel: 041 622 918,
e-mail: iskra-medical@iskramedical.si,
<http://www.iskramedical.si>

